

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión	23080304
Código producto	Fecha expiración
285-670	17/11/2023
	Fecha de control
	07/08/2023

Control físico químico

MacConkey

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	*Uniforme	Translucido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	Aprueba
*presenta partículas , no afecta uso previsto						

Base Sangre

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
	Sangre	MacConkey
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Buen crecimiento	Colonias rojas-rosadas con pp APRUEBA
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Buen crecimiento	Colonias rojo-rosado APRUEBA
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Buen crecimiento	Colonias grandes mucoides y rojas APRUEBA
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Buen crecimiento	Colonias incoloras transparentes APRUEBA
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Buen crecimiento	Inhibido APRUEBA
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Buen crecimiento	Colonias incoloras transparentes APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad