

Certificado de análisis

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Salmonella-Shigella (SS) | 23090605 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-380 | 06/03/2024 | 07/09/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Rosa beige | Agar sólido | Uniforme | Translúcido | ≥ 3 mm | 7.2 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|--|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Parcialmente inhibido | APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Colonias incoloras con centro negro (H ₂ S) | APRUEBA |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Colonias incoloras | APRUEBA |
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Inhibido | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad