

## Certificado de análisis

|                                |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                | <b>Lote</b>             |                         |
| Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 23090502                |                         |
| <b>Código producto</b>         | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-457                        | 04/12/2024              | 06/09/2023              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Incoloro        | Líquido      | No aplica             | Transparente            | 6.0 ± 0.5    | 8.6 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                              | Resultado        |                |
|---|------------------|----------------|
| Tiempo de incubación de 6 a 8 horas       |                  |                |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922        | Inhibido         | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802 | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |
| <i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562       | Buen crecimiento | <b>APRUEBA</b> |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad