

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Medio LIA | 23092602 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-173 | 25/11/2024 | 27/09/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Púrpura | Agar sólido tendido | No aplica | Translúcido | 6.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|---|----------------|
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Tubo púrpura/púrpura (K/K) + H ₂ S | APRUEBA |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Tubo púrpura/púrpura (K/K) + gas | APRUEBA |
| <i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933 | Tubo rojo/amarillo (R/A) | APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Tubo púrpura/púrpura (K/K) | APRUEBA |
| <i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022 | Tubo púrpura/amarillo (K/A) | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad