

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Medio MIO | 23092603 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-830 | 26/03/2024 | 27/09/2023 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Púrpura | Agar semi-sólido | Uniforme | Translúcido | 6.0 ± 0.2 | 6.5 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado |
|---|------------------------------|
| | Movilidad + Indol + Ornitina |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | (+ + +) APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | (- - -) APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad