

Certificado de análisis

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Agar Citrato Simmons | 24010404 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-065 | 06-03-2025 | 08/01/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mL) | pH referencia | pH final |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Verde | Agar sólido tendido | No aplica | Levemente opaco | 6.0 ± 0.5 | 6.9 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|---|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Inhibido | APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Superficie azul y/o medio completo azul | APRUEBA |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883 | Superficie azul y/o medio completo azul | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad