

## Certificado de análisis

|                           |                         |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>           | <b>Lote</b>             |                         |
| <b>Agar Cromo Candida</b> | 24032007                |                         |
| <b>Código producto</b>    | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-133                   | 18/09/2024              | 21/03/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige claro     | Agar sólido  | Uniforme              | Ligeramente opalescente | ≥ 3 mm       | 6.1 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                           | Resultado                            |
|--|--------------------------------------|
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028     | Colonias verdes <b>APRUEBA</b>       |
| <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750     | Colonias azules <b>APRUEBA</b>       |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258        | Colonias rosa-púrpura <b>APRUEBA</b> |
| <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019 | Colonias lila claro <b>APRUEBA</b>   |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
Jefe Control de calidad