

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>	
<b>Agar MacConkey</b>	24050806	
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>	<b>Fecha de control</b>
285-200	09/05/2025	09/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rosa-rojo	Agar sólido	Uniforme	Translúcido sin pp	≥ 3 mm	7.1 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Colonias rojas-rosadas mucoides con pp	<b>APRUEBA</b>
<i>Klebsiella aerogenes</i> ATCC 13048	Colonias rojo-rosado	<b>APRUEBA</b>
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Colonias grandes, mucoides y rosadas	<b>APRUEBA</b>
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Colonias incoloras	<b>APRUEBA</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido	<b>APRUEBA</b>
<i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076	Colonias incoloras	<b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad