

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agua Peptonada Alcalina pH 8.6</b>	24043003
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-457	30-07-2025
	<b>Fecha de control</b>
	02/05/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Volumen (mL)	pH referencia	pH final
Incoloro	Líquido	No aplica	Transparente	6.0 ± 0.5	8.6 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
Tiempo de incubación de 6 a 8 horas	
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	Buen crecimiento <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>
<i>Vibrio vulnificus</i> ATCC 27562	Buen crecimiento <span style="float: right; color: blue;"><b>APRUEBA</b></span>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad