

Certificado de análisis

| | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Producto | Lote | |
| Caldo Selenito Cistina | 24042401 | |
| Código producto | Fecha expiración | Fecha de control |
| 285-492 | 23/02/2025 | 02/05/2024 |

Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Pardo anaranjado | Líquido | No aplica | Ligeramente turbio | 6.0 ± 0.5 | 7.0 ± 0.2 | APRUEBA |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

| Cepa control | Resultado | |
|--|---------------------------------------|----------------|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Parcialmente inhibido a las 18-24 hrs | APRUEBA |
| <i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 | Buen crecimiento | APRUEBA |
| <i>Salmonella enteritidis</i> ATCC 13076 | Buen crecimiento | APRUEBA |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad