

## Certificado de análisis

|                                                 |                         |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>                                 | <b>Lote</b>             |                         |
| <b>Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo</b> | 24082202                |                         |
| <b>Código producto</b>                          | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-015                                         | 21/02/2026              | 26/08/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia        | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Volumen (mL) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige           | Agar sólido tendido | Uniforme              | Levemente opalescente   | 6.0 ± 0.2    | 7.1 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parámetros físico químicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                             | Resultado                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212  | Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) <b>APRUEBA</b> |
| <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 19434   | Colonias y medio color negro, Hidrólisis esculina (+) <b>APRUEBA</b> |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Inhibido <b>APRUEBA</b>                                              |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad