

## Certificado de análisis

<b>Producto</b>	<b>Lote</b>
<b>Agar Thayer Martin 90mm</b>	24090203
<b>Código producto</b>	<b>Fecha expiración</b>
285-400	02/02/2025
	<b>Fecha de control</b>
	03/09/2024

### Control físico químico

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	<b>APRUEBA</b>

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

Cepa control	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibido <b>APRUEBA</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibido <b>APRUEBA</b>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Buen crecimiento <b>APRUEBA</b>
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Buen crecimiento <b>APRUEBA</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028 (1.5*10 <sup>3</sup> UFC/mL)	Inhibido <b>APRUEBA</b>

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
**Jefe Control de calidad**