

## Certificado de análisis

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Producto</b>         | <b>Lote</b>             |                         |
| Agar Telurito de K 55mm | 24111102                |                         |
| <b>Código producto</b>  | <b>Fecha expiración</b> | <b>Fecha de control</b> |
| 285-387                 | 10/02/2026              | 14/11/2024              |

### Control físico químico

| Color del medio | Consistencia | Uniformidad del medio | Transparencia del medio | Espesor (mm) | pH referencia | pH final       |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Beige           | Agar sólido  | Uniforme              | Translúcido             | ≥ 3 mm       | 7.3 ± 0.2     | <b>APRUEBA</b> |

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

### Control microbiológico

| Cepa control                            | Resultado                               |
|---|---|
| <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212 | Colonias negras <b>APRUEBA</b>          |
| <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 35667  | Colonias negras o grises <b>APRUEBA</b> |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Colonias negras <b>APRUEBA</b>          |

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.  
 Jefe Control de calidad